



<b>1</b> Alésoir souple Ø10 .....	255004	<b>6</b> Impacteur de lame cervicale .....	264523	<b>11</b> Foret Ø3,2 TFP® .....	264528
<b>2</b> Alésoir souple Ø12 .....	255006	<b>7</b> Butée pour foret TFP® .....	265878	<b>12</b> Taraud vis à os cortical Ø4,5 .....	264530
<b>3</b> Mesureur lame cervicale .....	264520	<b>8</b> Écarteur de tissus .....	264526	<b>13</b> Mesureur de vis TFP® .....	264529
<b>4</b> Canon proximal .....	264518	<b>9</b> Canon distal .....	264525	<b>14</b> Clef de démontage lame cervicale .....	264531
<b>5</b> Canon écarteur de tissus .....	264519	<b>10</b> Canon pour foret distal .....	265877	<b>15</b> Extracteur TFP® .....	264532
				<b>16</b> Tournevis 3,5 TFP® .....	264524



<b>1</b>	Foret Ø10,5 .....	264522	<b>4</b>	Vis pour arceau (x2) .....	264515	<b>7</b>	Clef à cardan pour vis de connexion .....	264517
<b>2</b>	Foret à butée Ø12 .....	264521	<b>5</b>	Vis de connexion .....	264516	<b>8</b>	Poignée grand AO manche réduit .....	264512
<b>3</b>	Broche guide Ø3 L420 (x3) .....	264511	<b>6</b>	Entonnoir protecteur de partie molle .....	264509	<b>9</b>	Arceau TFP <sup>®</sup> .....	264514
						<b>10</b>	Alésoir clou TFP <sup>®</sup> .....	264513