

ESOP[®] (ATLAS) TRIANON[®]

HANCHE | HIP

GAMME D'INSERTS POLYÉTHYLÈNE HAUTEMENT RÉTICULÉ

Highly cross-linked polyethylene inserts



La réticulation du polyéthylène permet une réduction des volumes de particules d'usure afin de retarder l'apparition des ostéolyses, de réduire leur importance, et d'augmenter, ainsi, les diamètres du couple de frottement.

La qualité du couple de frottement étant essentielle, il est recommandé d'utiliser des têtes alumine BIOLOX[®] FORTE.

Cross-linking the polyethylene brings the advantage to reduce the volume of the wear particles, thus delaying the onset of osteolysis, decreasing its significance and is therefore beneficial to increase the diameter of the bearing couple.

As the quality of the bearing couple is essential, it is recommended to implant BIOLOX[®] FORTE alumina heads.



Références

Gamme d'inserts polyéthylène hautement réticulé
REFERENCES Range of highly cross-linked polyethylene inserts

ESOP[®] (ATLAS) TRIANON[®]

DÉSIGNATION / DESIGNATION

INSERT (diamètre intérieur en mm) (inside diameter in mm)	Ø Ext. en mm / Ø Ext. in mm
	Ø 28
	Ø 32
	Ø 36

TAILLES ET RÉFÉRENCES / SIZES AND REFERENCES

46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
252 472	252 473	252 474	252 475	252 476	252 477	252 478	252 479	252 480	252 481
		256 197	256 198	256 199	256 200	256 201	256 202	256 203	256 204
				263 673	263 674	263 675	263 676	263 677	263 678

DÉSIGNATION / DESIGNATION

TÊTES ALUMINE BIOLOX[®] FORTE
 cône 12/14
 ALUMINA HEAD BIOLOX[®] FORTE
 taper 12/14

	Ø28	Ø32	Ø36
CC -3,5mm	234 131	250 729	254 525
CM +0mm	234 132	250 730	254 526
CL +3,5mm	234 133	250 731	254 527

Cotyles Compatibles Compatible cups



ESOP (Atlas) III P[®]



ESOP (Atlas) IV P[®]



ESOP (Atlas) MS[®]

Une gamme de têtes en CrCo est disponible.

Date de modification document : novembre 2015 - **Fabricant :** FH industrie - **Gamme :** Hanche-
Nom du produit : Atlas Trianon - **Destinataire :** professionnel de santé - **N° du marquage CE :** 0459
 - **Classe du DM :** III - Remboursable par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations
 : consultez les modalités sur le site ameli.fr - **Indications :** coxarthrose, polyarthrite, dysplasie, ostéo-
 nécrose aseptique, fracture du col fémoral, révision de hanche - **Recommandations d'utilisa-
 tion :** il est fortement conseillé de lire l'étiquette et la notice d'instructions du produit - **N° du visa :**
 1212FHOPM006

ESOP[®] (ATLAS)

GROUPE
FH
 ORTHO

FR, FH ORTHOPEDICS S.A.S
 3 rue de la Forêt
 F 68990 HEIMSBRUNN
 Tél. +33 3 89 81 90 92
 Fax : +33 3 89 81 80 11
 orthopedie@fhorthopedics.fr
 www.fhorthopedics.fr

USA, FH ORTHO INC.
 4118 N. Nashville Ave.
 Chicago - IL 60634
 Tel.: +1 773 290 1039 / 844-77 FHINC
 Fax: +1 (773) 539 9328
 info-us@fhorthopedics.com
 www.FHortho.com

UK, FH ORTHO LTD
 Suite 7, Langdon House
 Langdon Road, Swansea, SA1 8QY
 Tel.: +44 (0) 1792 464792
 Fax: +44 (0) 1792 646441
 customer-servicesUK@fhorthopedics.com
 www.fhorthopedics.com

POLSKA, IMPLANTS INDUSTRIE
 Ul. Garbary 95/A6,
 61-757 Poznan
 Tel: +48 61 863 81 27
 Fax: +48 61 863 81 28
 fh.orthopedics@poczta.internetdsl.pl