

### Taille 44

*Standard*  
*Embase de glène métal-back T44*

*Sans ciment*  
*Référence : 260 552*




## EMBASE DE GLÈNE MÉTAL-BACK

Taille 44 S et 44 de reprise

### Taille 44 S

*Courte*  
*Embase de glène métal-back T44 S*


*Sans ciment*  
*Pour glène médialisée*  
*Référence : 264 098*



### Taille 44 de reprise

*Longue*  
*Embase de glène de reprise T44*

*Sans ciment*  
*Première intention en cas d'os porotique et pour reprise et/ou reconstruction de glène avec perte de substance osseuse circonférentielle (appui sur os natif)*  
*Référence : 264 099*



# ARROW®

## Prothèse d'Épaule Universelle

www.fhorthopedics.fr

Les implants "Embases de glène métal-back ARROW® 44S et 44 de reprise" sont en options.  
Ces implants sont destinés à une utilisation sans ciment uniquement

## INSTRUMENTATION SPÉCIFIQUE

Le reste de l'instrumentation se trouve, par défaut, dans les ancillaires ARROW®

### Taille 44 S

*Courte*

*Embase de glène métal-back T44 S*

*Référence : 264 098*



*Embase d'essai T44 S*  
*Référence : 264 101*




*Bloc de coupe T44 S*  
*Référence : 264 100*

### Taille 44 de reprise

*Longue*

*Embase de glène de reprise T44*

*Référence : 264 099*



*Embase de reprise d'essai T44*  
*Référence : 264 951*



*Foret à butée Ø5mm pour embase de reprise T44*  
*Référence : 264 102*

GROUPE  
**FH**  
ORTHO

**FR, FH ORTHOPEDICS S.A.S**  
3 rue de la Forêt  
F 68990 HEIMSBRUNN  
Tél. +33 3 89 81 90 92  
Fax : +33 3 89 81 80 11  
orthopedie@fhorthopedics.fr  
www.fhorthopedics.fr

**USA, FH ORTHO INC.**  
4118 N. Nashville Ave.  
Chicago - IL 60634  
Tel.: +1 773 290 1039 / 844-77 FHINC  
Fax: +1 (773) 539 9328  
info-us@fhorthopedics.com  
www.FHortho.com

**UK, FH ORTHO LTD**  
Suite C, Ground Floor, Conwy House  
Castle Court, Swansea, SA7 9LA  
Tel.: +44 (0) 1792 464792  
Fax: +44 (0) 844 412 7674  
customer-servicesUK@fhorthopedics.com  
www.fhorthopedics.com

**POLSKA, IMPLANTS INDUSTRIE**  
Ul. Garbary 95/A6,  
61-757 Poznan  
Tel: +48 61 863 81 27  
Fax: +48 61 863 81 28  
fh.orthopedics@poczta.internetdsl.pl