





HANCHE




INOX



COBALT CHROME



BIOLOX® FORTE



BIOLOX® DELTA

FICHE TECHNIQUE

# GAMME DE TÊTES 12/14



# HANCHE

FH ORTHOPEDICS propose avec ses tiges fémorales une large gamme de têtes issues de différents matériaux, mais uniquement en cône 12/14.


Nous rappelons que les inserts céramiques de FH ORTHOPEDICS ne peuvent être implantés qu'avec des têtes BIOLOX® FORTE ou BIOLOX® DELTA.

Les inserts en polyéthylène hautement réticulé TRIANON ne peuvent être implantés qu'avec des têtes en CoCr ou en céramique BIOLOX®, mais en aucun cas avec des têtes en INOX.

## RÉFÉRENCES




INOX	
231402	TÊTE INOX CONE 12/14 D.22,2 M (0)
231403	TÊTE INOX CONE 12/14 D.22,2 L (+2)
247852	TÊTE INOX CONE 12/14 D.28 XS (-5)
231391	TÊTE INOX CONE 12/14 D.28 S (-3,5)
231392	TÊTE INOX CONE 12/14 D.28 M (0)
231393	TÊTE INOX CONE 12/14 D.28 L (+3,5)
231394	TÊTE INOX CONE 12/14 D.28 XL (+7)
231386	TÊTE INOX CONE 12/14 D.32 S (-3,5)
231387	TÊTE INOX CONE 12/14 D.32 M (0)
231388	TÊTE INOX CONE 12/14 D.32 L (+3,5)



ALUMINE BIOLOX® FORTE	
234131	TÊTE BIOLOX® FORTE CONE 12/14 D.28 S
234132	TÊTE BIOLOX® FORTE CONE 12/14 D.28 M
234133	TÊTE BIOLOX® FORTE CONE 12/14 D.28 L
250729	TÊTE BIOLOX® FORTE CONE 12/14 D.32 S
250730	TÊTE BIOLOX® FORTE CONE 12/14 D.32 M
250731	TÊTE BIOLOX® FORTE CONE 12/14 D.32 L
254525	TÊTE BIOLOX® FORTE CONE 12/14 D.36 S
254526	TÊTE BIOLOX® FORTE CONE 12/14 D.36 M
254527	TÊTE BIOLOX® FORTE CONE 12/14 D.36 L



COBALT CHROME	
240858	TÊTE CRCO CONE 12/14 D.22,2 M (0)
240859	TÊTE CRCO CONE 12/14 D.22,2 L (+2)
240862	TÊTE CRCO CONE 12/14 D.28 S (-3,5)
240863	TÊTE CRCO CONE 12/14 D.28 M (0)
240864	TÊTE CRCO CONE 12/14 D.28 L (+3,5)
240865	TÊTE CRCO CONE 12/14 D.28 XL (+7)
240870	TÊTE CRCO CONE 12/14 D.32 S (-3,5)
240871	TÊTE CRCO CONE 12/14 D.32 M (0)
240872	TÊTE CRCO CONE 12/14 D.32 L (+3,5)
240873	TÊTE CRCO CONE 12/14 D.32 XL (+7)
263684	TÊTE CRCO CONE 12/14 D.36 S (-3,5)
263685	TÊTE CRCO CONE 12/14 D.36 M (0)
263686	TÊTE CRCO CONE 12/14 D.36 L (+3,5)
263687	TÊTE CRCO CONE 12/14 D.36 XL (+7)



ALUMINE BIOLOX® DELTA	
256516	TÊTE BIOLOX® DELTA CONE 12/14 D.28 S
256517	TÊTE BIOLOX® DELTA CONE 12/14 D.28 M
256518	TÊTE BIOLOX® DELTA CONE 12/14 D.28 L
256519	TÊTE BIOLOX® DELTA CONE 12/14 D.32 S
256520	TÊTE BIOLOX® DELTA CONE 12/14 D.32 M
256521	TÊTE BIOLOX® DELTA CONE 12/14 D.32 L
266371	TÊTE BIOLOX® DELTA CONE 12/14 D.32 XL
256522	TÊTE BIOLOX® DELTA CONE 12/14 D.36 S
256523	TÊTE BIOLOX® DELTA CONE 12/14 D.36 M
256524	TÊTE BIOLOX® DELTA CONE 12/14 D.36 L
266372	TÊTE BIOLOX® DELTA CONE 12/14 D.36 XL