

MIS II

INSTRUMENTS A USAGE UNIQUE : TABLEAU DES INDICATIONS

RÉF	FRAISES MIS (BOITE DE 5)	INDICATIONS
OSTÉOTOMIES		
 256 016	FRAISE WEDGE 3,1 x 13 mm MIS	Ostéotomie métatarsienne avec grande correction (10 à 20°). Égaliser et désépaissir un os plus fragile ; parfaire le ponçage dans certains cas.
 256 018	FRAISE SHANNON DROITE 2,0 x 12 mm MIS	Ostéotomie de M1 ou P1 (Akin), en 1 ^{re} intention, correction d'angle neutre - faible < 10°.
 256 019	FRAISE SHANNON COURTE 2,0 x 08 mm MIS	Tous gestes osseux sur petits orteils (R2 à R3) : griffe d'orteils, crosse, clinodactylie, raccourcissement, œil de perdrix.
 256 020	FRAISE SHANNON LONGUE 2,0 x 12 mm MIS	Ostéotomie de M1 ou P1 plus importante (10°) - DMMO (Distal Metatarsal Mini invasive Osteotomy) - Désépaississement des têtes métatarsiennes (R2 à R5).
 258 156	FRAISE CHEVRON PERCUTANÉE 3,0 x 20 mm MIS II	Ostéotomie Chevron percutané longue avec effet raccourcissant +
 258 157	FRAISE CHEVRON PERCUTANÉE 2,5 x 14 mm MIS II	Ostéotomie Chevron percutané courte sans effet raccourcissant marqué.
 264 425	FRAISE CHEVRON PERCUTANÉE 2,0 x 20 mm MIS II	Ostéotomie Chevron percutané longue sans effet raccourcissant marqué.
RÉSECTION OSSEUSE		
 256 017	FRAISE WEDGE EXTRA 4,1 x 13 mm MIS	Égaliser et désépaissir (partie médiale de la tête de M1) en 1 ^{re} intention ; chéilectomie des Hallux Rigidus
INCISION		
 264 259	LAME ARRONDIE 1 mm be POD (BTE x 24)	Mini-incision réduite à 1mm pour les rayons latéraux.
 266 510	LAME ARRONDIE 3 mm be POD (BTE x 25)	Incision 3 mm / Arthrolyse / Ténotomie.
 266 356	LAME POINTUE 3 mm be POD (BTE x 20)	Incision 3 mm / Arthrolyse / Ténotomie.