



CorTTape[®]

Fixation fémorale d'une greffe tendineuse (DT4)
pour la reconstruction des ligaments croisés.

Systeme centré ou décalé

DESCRIPTION

Implants composés d'un bouton en titane et d'une tresse ronde en polyéthylène téréphtalate (Tresse) ainsi que des fils tracteurs (FT).

Deux philosophies de poses:

- **Système centré (implant CorTTape) avec double fil de traction ou,**
- **Système décalé (implant CorTTape décalé) avec un fil de traction.**

- Système de suspension corticale réglable permettant de s'affranchir des calculs per opératoire de longueurs de tunnels et de greffe,
- Système autobloquant sans nœuds,
- Double bandelette tubulaire permettant un large contact avec la greffe supprimant ainsi l'effet de cisaillement rencontré avec les autres systèmes de suspension corticale,
- Serrage in/out de l'implant,
- Un plot plastique permet de faciliter la préparation de la greffe,
- Pré conditionnement de la greffe,
- Greffe 100% en contact avec l'os avec effet press fit.

PRODUITS

Implants

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION |
|-----------|--------------------------------------|
| 267 602 | Ensemble de fixation CorTTape |
| 267 603 | Ensemble de fixation CorTTape décalé |
| 267 790 | Fil suture Corttape link |

Ancillaires

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION |
|-----------|-------------------------------------|
| 268 126 | Ancillaire TLS V8 |
| 267 818 | Ancillaire CorTTape V1 |
| 267 821 | Ancillaire Tarières complémentaires |